

Fabricant

GLO Science Inc.
www.gloscience.com
www.gloscience.ch

Importeur pour la Suisse

RODENT

Rodent AG
Postfach 86
CH-9463 Oberriet

T +41 71 763 90 60
F +41 71 763 90 68

glo@rodent.ch
www.rodent.ch

Distributeur en Suisse



Medirel SA
Via Redondello 20
CH-6982 Agno

T +41 91 604 54 34
F +41 91 605 30 26

info@medirel.ch
www.medirel.ch

GLO Science Pro Home

le blanchiment des dents pour usage à domicile primé



Seulement disponible
auprès de votre dentiste

Disponible en
exclusivité chez



Blanchiment des dents professionnel à domicile. Technologie innovante. Design unique.

Qu'est-ce que GLO Science Pro Home?

Avec GLO Science Pro Home, l'utilisateur obtient un blanchiment dentaire au design innovant pour le traitement à domicile. Que ce soit à la suite d'un blanchiment ou d'un traitement de prophylaxie dentaire auprès du dentiste ou de l'hygiéniste, ou comme simple application à domicile, GLO Science Pro Home promet une amélioration moyenne de la nuance des dents de 5 tons.

Tout ce dont le patient a besoin pour réussir son blanchiment à domicile est livré dans un coffret élégant. Fini la production de gouttière dentaire fastidieuse et coûteuse.

Sans précédent : Dans l'écran buccal GLO est intégrée une lampe, combinant la lumière LED et la chaleur activante que permet au gel blanchissant une action d'éclaircissement intense mais douce.



Application et procédure

Le gel de blanchiment est confectionné dans des ampoules G-Vial refermables. Grâce à la pointe de pinceau innovante, le gel peut être appliqué facilement sur les dents antérieures. Une ampoule suffit pour environ 4 applications.

L'écran buccal GLO est activé moyennant un display tactile qui se trouve sur le régulateur GLO. Après activation, non seulement de la chaleur mais aussi de la lumière sont générées dans l'écran buccal GLO. Une période de 8 minutes assure un effet bref et efficace du gel sur l'émail dentaire.

Le régulateur GLO rechargeable peut être porté autour du cou pendant l'application, permettant à l'utilisateur de se déplacer librement et sans restriction. Après le traitement, le gel s'enlève complètement par simple rinçage à l'eau. Durée du traitement : maximum 4 applications par jour durant une période de maximum 10 jours consécutifs. Des études cliniques prouvent que GLO Science Pro Home est au moins 5 fois plus efficace que les blanchiments conventionnels, fonctionnant sans lampe.

+ aucune sensibilité



Sensibilité aux gencives et aux dents

Le processus de blanchiment souhaité est atteint grâce à la faible concentration de H₂O₂ de 6%, en combinaison avec des traitements courts et intenses de 8 minutes, sans irritation aux gencives et aux dents.

Un pH neutre entre 7 et 9 au cours du processus de blanchiment empêche toute sensibilité.

La minuterie intégrée éteint la lampe dans l'écran buccal automatiquement après 8 minutes, empêchant ainsi une réaction excessive.

Glo Science PRO Home - Une bonne décision !

GLO Science PRO Home convainc par son design unique et sa technologie innovante. Grâce à l'embout GLO breveté, l'utilisateur profite d'une économie de temps et d'argent et de dents plus blanches, vu que l'efficacité du processus de blanchiment par rapport à d'autres produits de blanchiment est 5 fois plus élevée.

Les utilisateurs sont impressionnés par les résultats durables et très esthétiques en un rien de temps.

Grâce à sa facilité d'utilisation et de manipulation, ainsi que sa taille pratique, GLO est très apprécié des utilisateurs. GLO Science PRO Home peut être utilisé à tout moment, n'importe où, sans aucune restriction pour les utilisateurs.

Un affichage lumineux à la réception ou dans la salle d'attente attire l'attention. Le patient s'adressera à vous et fera des recherches sur Internet pour des critiques et des expériences.

Grâce aux nombreux rapports et vidéos d'utilisateurs positifs sur internet et sur les réseaux sociaux, même les sceptiques seront convaincus et GLO Science PRO Home devient un « Must-Have » pour les amateurs de style de vie.

Le Beautycase Glo

- +** Unité de commande GLO
- +** Ecran buccal GLO avec étui
- +** 10 ampoules blanchissantes



- +** Soins hydratant pour les lèvres GLO
- +** Câble USB universel et adaptateur
- +** Etui de voyage

Technologie primée

GLO Science est multiple vainqueur du prix Edison. Le dispositif de blanchiment PRO Home a été primé dans la catégorie excellence pour innovation et design.



Follow us:



#getgloing @glosciencenyc



Glo Science



@GLO_Science